

RESA - CODES TARIFS ELECTRICITE – 2019-2023

T-MT : est utilisé pour les URD dont les installations sont raccordées au réseau de distribution au moyen d'une liaison directe avec le jeu de barres secondaire d'un poste de transformation, ou assimilé comme tel par le gestionnaire de réseau de distribution, qui alimente le réseau de distribution en haute tension. Le code tarif pour l'ensemble des URD T-MT est **900** en prélèvement et **909** en injection.

MT : est utilisé pour les URD dont les installations sont raccordées au réseau de distribution haute tension. Le code tarif pour l'ensemble des URD MT est **910** en prélèvement et **919** en injection.

T-BT : est utilisé pour les URD dont les installations sont raccordées au réseau de distribution au moyen d'une liaison basse tension directement raccordée à un poste de transformation haute tension/basse tension. Le code tarif pour l'ensemble des URD T-BT est **920** en prélèvement et **929** en injection.

BT : est utilisé pour les URD dont les installations sont raccordées au réseau de distribution basse tension. Le code tarif varie en fonction du type service contracté :

- Prélèvement BT- Simple Tarif (ST) : **930**
- Prélèvement BT- Simple Tarif avec Exclusif Nuit (ST-EN) : **931**
- Prélèvement BT- Simple Tarif avec Energie Hors Pointe (ST-EHP) : **932**
- Prélèvement BT- Double Tarif (DT) : **933**
- Prélèvement BT- Double Tarif avec Exclusif Nuit (DT-EN) : **934**
- Prélèvement BT- Double Tarif avec Energie Hors Pointe (DT-EHP) : **935**
- Prélèvement BT - Sans compteur (Forfait) : **936**
- Prélèvement BT avec mesure de pointe : **940**
- Prosumer double flux - Simple Tarif (ST) : **950**
- Prosumer double flux - Simple Tarif avec Exclusif Nuit (ST-EN) : **951**
- Prosumer double flux - Simple Tarif avec Energie Hors Pointe (ST-EHP) : **952**
- Prosumer double flux - Double Tarif (DT) : **953**
- Prosumer double flux - Double Tarif avec Exclusif Nuit (DT-EN) : **954**
- Prosumer double flux - Double Tarif avec Energie Hors Pointe (DT-EHP) : **955**
- Injection BT : **949**